



THUASNE

ŠPORT
2022-2023





THUASNE Sport stabilizačné ortézy ponúkajú rôzne stupne podpory. Sú prispôbené tak, aby vyhovovali podmienkam športovca alebo typu poranenia.

Kompresívna podpora

Funkciou tejto podpory je pôsobiť kompresiou na kĺb, aby bol stimulovaný proprioceptívny systém. Nervový systém je prinútený spustiť svalové kontrakcie, ktoré sú nutné na spevnenie stability kĺbov. V tejto kategórii existujú 3 stupne podpory (mierna, stredná, vystužená) v závislosti od stupňa nestability kĺbov a/alebo od stupňa bolesti. Tieto ortézy sú hlavne určené na liečbu miernych vyvrtnutí (stupeň 0) a na proprioceptívnu rehabilitáciu po viacerých ťažkých vyvrtnutiach.

Dynamická mobilizácia

Funkciou týchto ortéz je chrániť a spevniť kĺb, zamedziť neúmernej extenzii pomocou elastického strapovacieho pásu. Kĺb tak zostane plne pohyblivý, ale s obmedzeným rozsahom. Táto metóda je účinná v prípade oslabenia väzov alebo ich poranenia, najmä keď sa pokračuje v športových aktivitách, ktoré môžu mať za následok mierne alebo stredne ťažké vyvrtnutia, aby sa predišlo opakovaným poraneniam.

Spevňujúca mobilizácia

Tento typ ortéz umožňuje optimálnu rehabilitáciu, usmerňuje flexiu a extenziu kĺbu, zatiaľ čo limituje bočné pohyby vďaka pevným výstužiam. Kĺb je vedený a chránený dokonca aj v extrémnych pozíciách.

Súčasťou ortéz takéhoto stupňa podpory je väčšinou optimálny upínací systém, aby bolo zaručené, že pomôcka sedí perfektne.

Sú odporúčané najmä v prípade oslabenia väzov/poranenia a chronickej nestability kĺbov. Taktiež sú vhodné pri obnovení aktivít následne po stredne ťažkých vyvrtnutiach väzov alebo po operácii.

Podpora Vášho úsilia!

Vráťte sa späť k vašim aktivitám a tréningu bez starostí. Thuasne Sport ponúka celý sortiment ortéz určených špeciálne na športové aktivity. Odľahčené a ergonomicky tvarované produkty napomáhajú zlepšovať stabilitu kĺbov počas športu. Či už si vyberiete neoprénový alebo textilný materiál, rozhodnete sa pre úroveň podpory na základe vašich potrieb: propriocepcia výberom elastického textilného materiálu alebo zahrievací účinok s neoprénom.

Naše produkty sú testované a doporučené atlétmi, ktorí každodenne zvyšujú svoje výkony.



Driekový podporný pás

0361

INDIKÁCIE: Prevencia pri pohyboch a postojoch, ktoré spôsobujú bolesti chrbta

Návrat k aktivitám po ustúpení bolesti chrbta alebo lumbagu

Vlastnosti: tenké a ľahké materiály (pás je možné nosiť priamo na pokožke)



Neoprénová ortéza ramena

0576

INDIKÁCIE: Prevencia poranení kĺbov
Obnovenie aktivít po následkoch úrazov
Oslabené ramenné kĺby

Zahrievací účinok: neoprén

Anatomický tvar: elastický úplet z vnútornej strany

Kód ZP J83501



Elastická podpora lakťa

0338

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie lakťa u športovcov
Chronická nestabilita lakťa
Návrat k aktivitám po zranení (vyvrtnutie, operácia)

Kompresívna tkanina: zvyšuje propriocepciu

Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie lakťa

Zdokonalená rozťažnosť a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie

S	M	L	XL	XXL
60-70	71-86	87-102	103-121	122-140



S	M	L
28-31	32-35	36-40



S	M	L	XL
22-24	25-27	28-30	31-33



Epikondylická páska

0352

INDIKÁCIE: Prevencia tendinitídy v oblasti laktového kĺbu – radiálnej a mediálnej epikondylitídy (tzv. tenisového a golfového lakťa)

Vlastnosti: dve silikónové vložky s masážnym účinkom vyvíjajú cieľenú kompresiu a uľavujú napätie na úrovni laktového kĺbu

1	2
22-30	30-38



Neoprénová podpora zápästia

0575

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie zápästia (funkčná liečba)

Zosilnená podpora: celkom pokrýva kĺb

Zahrievací účinok: neoprén

Anatomický tvar: elastický úplet z vnútornej strany



Bandáž zápästia so strapovacím palcom

0332

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutia)

Návrat k aktivitám po vyvrtnutí

Citlivé a oslabené väzy palca

Podpora zápästia a palca: elastické strapovacie pásy

Odparovanie vlhkosti: perforovaný neoprén

Anatomický tvar

Kód ZP J86975



Strapovacia bandáž zápästia

0340

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov
Návrat k aktivitám po úraze

Podpora zápästia: strapovací pás so silnou kompresiou

Odparovanie vlhkosti: priedušný strapovací pás

Anatomické prispôsobenie: iba jedna veľkosť

Univerzálna veľkosť



S	M	L
14-15,5	16-17,5	18-20



Univerzálna veľkosť



BOA®
THE BOA®
GUARANTEE

Imobilizačná ortéza zápästia so šnurovacím systémom BOA®

0356

INDIKÁCIE: Mierne vyvrtnutie zápästia (funkčná liečba)

Vlastnosti: silná podpora zápästia v správnej polohe (anatomické prispôsobiteľné dlahy). Upínací systém Boa® umožňuje ľahké a rovnomerné utiahnutie.

Optimálne pohodlie: priedušný materiál, vnútorná penová výstelka

Boa® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Boa® Technology Inc.

1	2
13-17	17-23





Infrapaterálna páska

0329

INDIKÁCIE: Absorpcia vibrácií (prevencia patelárnej tendinitídy, vyskakujúceho jabĺčka)
Femoro-patelárny syndróm
Tendinitída šľachy kvadricepsu
Pohodlie: absorpcia vibrácií
Stimulácia propriocepcie: silikón v kombinácii s textilnou páskou



Neoprénová podpora stehna

0572

INDIKÁCIE: Natrhnutie svalov v akútnej fáze alebo počas fyzioterapie
Natiahnutie svalov
Presilenie svalov
Zahrievací účinok: neoprén
Kód ZP J79200



Neoprénová kolenná bandáž

0573

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie kolena)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené kolenné väzy
Zahrievací účinok: neoprén
Stimulácia a propriocepia: elastický úplet z vnútornej strany



Neoprénová kolenná bandáž s výstužami

0570


INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie kolena)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy kolena
Stimulácia propriocepcie: povrch z elastickej tkaniny
Silnejšia podpora kolena: bočné dlahy



Vystužená kolenná ortéza

0355

INDIKÁCIE: Tendinitída kolenného kĺbu a bolesť v chrupavke kolenného kĺbu
Mierny výron postranných väzov kolenného kĺbu
Návrat k športu po miernom vyklbení a poranení kolenného kĺbu
Vlastnosti: zóna pohodlia v oblasti pately s naznačeným smerovaním (patelárna pelota)
Pohodlná zóna v oblasti podkolennej jamky
Bočné výstuže zabezpečujúce dobrú podporu



Otvorená strapovacia kolenná bandáž

0331

INDIKÁCIE: Funkčná liečba miernych a stredne ťažkých vyvrtnutí kolena
Návrat k aktivitám po ťažkom vyvrtnutí (skrížené a bočné väzy)
Chronická nestabilita kolena
Vlastnosti: úplné otvorenie ortézy pre ľahké navliekanie
Anatomická 3D koncepcia
Pružné prekrížené prispôsobiteľné pásy zosilňujú dynamickú a bočnú podporu
Pružné bočné výstuže
Priedušná zóna v oblasti pod kolenom
Priedušný perforovaný neoprén má zahrievací účinok

Univerzálna veľkosť



	S	M	L	XL
cm	44-48	49-53	54-58	59-63



	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL
cm	32-36	37-40	41-44	45-48



Elastická podpora kolena

0334

INDIKÁCIE: Mjerna podpora nestabilného a bolestivého kĺbu (mierne vyvrtnutie)
Kompresívna tkanina: zvyšuje propriopeciu
Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie jabĺčka
Zdokonalená rozťažnosť: a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie



Spevnená podpora kolena

0354

INDIKÁCIE: Chronická nestabilita kolena (natrhnuté skrížené väzy)
Návrat k športovým aktivitám po miernom vyvrtnutí a poranení kolena (vrátane operácie)
Vlastnosti a špecifická charakteristika produktu:
Pružná bandáž vyvíja rovnomernú kompresiu na kĺb a zlepšuje propriopeciu
Zóna pohodlia v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky
Pružné bočné výstuže zabezpečujú dobrú podporu

	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



Kolenná ortéza Novelastic

0270

INDIKÁCIE: Funkčná liečba ľahkých a stredne ťažkých vyvrtnutí kolena
Návrat k aktivitám po vážnych zraneniach či operáciách
Vlastnosti: prekrížené strapovacie pásy pre silnejšiu bočnú podporu
Pružné bočné výstuže pre lepšiu stabilitu
Pohodlný úplet v oblasti jabĺčka a podkolennej jamky



Neoprenová členková bandáž

0571

INDIKÁCIE: Prevencia poranení postranných väzov (vyvrtnutie)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Zahrievací účinok: neoprén
Stimulácia propriocepcie: elastický úplet z vnútornej strany
Kód ZP J79190

	S	M	L	XL
	19-20	21-22	23-24	25-27



Elastická podpora členka

0333

INDIKÁCIE: Mierna podpora nestabilného a bolestivého kĺbu (mierne vyvrtnutie)
Kompresívna tkanina: zvyšuje propriocepciu
Zóna pohodlia: jednoduché vycentrovanie členka
Zdokonalená rozťažnosť: a tenký materiál poskytuje väčšie pohodlie

	S	M	L	XL	XXL
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Spevnená členková podpora

0353

INDIKÁCIE: Stabilizuje členkový kĺb po miernych vytknutiach
Návrat k športovým aktivitám po vyvrtnutiach, operácii alebo úraze
Vlastnosti: elastický úplet vyvíja rovnomernú kompresiu na kĺb a zlepšuje propriocepciu
Zóna pohodlia v oblasti členka

	S	M	L	XL	XXL
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Strapovacia členková bandáž

0330

INDIKÁCIE: Prevencia poranení väzov (vyvrtnutie)
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Vynikajúca podpora: elastické strapovacie pásy
Odparovanie vlhkosti: perforovaný neoprén
Anatomický tvar
Kód ZP J86970

	S	M	L	XL
	19-22	22-25	25-28	28-30



Strapovacia členková ortéza Novelastic®

0280

INDIKÁCIE: Funkčná liečba miernych a stredne ťažkých vyvrtnutí vnútorných alebo vonkajších postranných väzov
Návrat k aktivitám po vyvrtnutí
Oslabené väzy členka
Vlastnosti: dvojsmerné strapovacie pásy v tvare „8“ (pre natiiahnuté postranné vonkajšie a vnútorné väzy) zabezpečujúce flexiu a extenziu
Zosilnené časti pre vyšší komfort v oblasti zapínania strapovacích pásov

	S	M	L	XL	XXL
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



BOA®
THE BOA®
GUARANTEE

Stabilizačná členková ortéza so šnurovacím systémom Boa®

0351

INDIKÁCIE: Mierne a stredne ťažké vyvrtnutie bočných väzov členka
Návrat k športu po vyvrtnutiach a zraneniach
Vlastnosti: pevné bočné výstuže na zaručenie stability členka
Rýchly a spoľahlivý šnurovací systém Boa®
Výrobok z tenkého materiálu sa ľahko umiestni v topánke

Boa® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Boa® Technology Inc.

	S	M	L
	19-22	22-26	26-30





THUASNE SPORT je špecialista na liečebnú kompresiu a podporu, ktorý ponúka komplexný rad športových podprseniek prispôbienených rôznym tvarom tela a vplyvu hraných športov, rozdelených do 3 kategórií:

Rovnomerná podpora vhodná pre šport typu: joga, Pilates, stretching, cvičenie na zemi

Vyššia podpora vhodná pre šport typu: fitness, cross tréning, trekking, cyklistika, beh
Najvyššia podpora vhodná pre šport typu: jogging, vytrvalostný beh, športy s raketou (tenis, squash, badminton), kolektívne športy, jazdectvo, box

ŠPORTOVÉ PODPRSENKY THUASNE VÁM PRI ŠPORTOVANÍ MÔŽU POMÔČŤ

Štúdie ukazujú, že 52%¹ žien nosí pri športe nevhodnú podprsenku a štvrtina z nich skracuje tréning kvôli bolesti alebo nepohodliu. Okrem toho 70%¹ žien nenosí správnu veľkosť podprsenky. Je však veľmi dôležité dobre si vybrať športovú podprsenku, pretože len správna veľkosť znižuje pohyb prs o 73%¹.

Vedeli ste?

Kým v kludovom režime prsník veľkosti 70B (veľkosť EUR) váži približne 400 gramov, pri behu sa jeho hmotnosť päťnásobne zvýši. Opakované vertikálne aj horizontálne pohyby prsníkov pri takomto cvičení vedú k nepohodliu, ktoré pravdepodobne ovplyvní Váš výkon a z dlhodobého hľadiska prispeje k ochabnutiu prs. Preto existujú minimálne dva dobré dôvody, prečo nosiť vhodnú podprsenku, ktorá zaisťuje správnu úroveň podpory počas cvičenia².

(1) Université de Portsmouth - Groupe de recherche pour la santé des seins - 2012 Portsmouth University - breasts care reseach group - 2012

(2) Running Attitude - hors-série n° 13 spécial blessures - juillet 2018 Running Attitude magazine - special edition n°13 special injuries - July 2018



Partner charitatívneho spolku ODDYSEA v boji proti rakovine prsníka

Týmto partnerstvom sa snažíme propagovať cvičenie ako metódu prevencie chorôb a zvýšiť povedomie o dôležitosti dobrého športového vybavenia a správnych odevov. V skutočnosti je nevyhnutné starať sa o svoje prsia a predchádzať akémukoľvek zraneniu, ktoré môže byť spôsobené športovými aktivitami.

V oblasti liečby rakoviny prsníka ponúkame aj pomôcky ďalších produktových línii a sme hrdí na to, že môžeme byť po boku spoločnosti Odysea a vzdelávať širokú verejnosť o tejto zákernej chorobe po celý rok.

Rovnomerná podpora



Activ Sport Bra

072201

- sieťovinový predný a zadný diel zvyšuje priedušnosť podprsenky
- široký elastický pás pod prsiami vytvára pohodlnú podporu pri nosení
- elastická tkanina umožňuje jednoduché obliekanie a pocit slobody pri pohybe
- vďaka jemným ukončeniam elastických ramienok je zabezpečené neobmedzujúce pohodlie
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85
Košíky	A-D	B-D	B-D	D

Farba: titánová



Feel Bra

072301

- široký elastický pás pod prsiami zabezpečuje pohodlnú podporu pri nosení a dokonale fixuje v akejkoľvek pozícii
- nastaviteľné ergonomické ramienka sa výborne prispôbia postave
- rovný zadný diel zvyšuje pohodlie a pocit slobody pri pohybe
- jednoduchý a čistý dizajn pôsobí jemne a vďaka hebkému materiálu vytvára veľmi príjemný pocit

Veľkosti EUR: S, M, L, XL

Tabuľka veľkostí:

	70	75	80	85	90	95
A	-	S	M	L	L	XL
B	S	S	M	L	XL	XL
C	S	M	L	L	XL	XL
D	S	M	L	L	XL	-
E	M	M	L	XL	-	-

Farba: čierna



DOPREDAJ



Podprsenka Force 3

071703

- športová podprsenka z mikrovlákná Meryl
- bezšvová podšívka
- široký spodný lem
- pás vo vrchnej časti košíkov zabraňuje pohybu poprsia pri športe

Veľkosti:

Baklažánová:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	B-D	B-C	D-E	D-E	D-E

Čierna:

EUR	70	80	85	90
Košíky	B-D	E	D-E	E

Biela:

EUR	70	80
Košíky	B	D

Azúrová:

EUR	85	90
Košíky	E	E

Farba: baklažánová, čierna, biela, azúrová



Vyššia podpora



Power Up' Bra

071203

- konštrukcia podprsenky je veľmi podobná bežnej podprsenke na denné nosenie, jednoducho sa oblieka
- nastaviteľné, štandardné alebo prekrížené ramienka vytvárajú optimálnu podporu, ľahko sa prispôbia každému jednotlivcovi, čím zabezpečujú dokonalé pohodlie
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke, vytvára pocit sviežosti pri nosení
- ergonomické ramienka majú slučky na prevlečenie slúchadiel
- použitý tyl zabezpečuje dokonalé odparovanie a prestup tepla a vlhka

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	A-D	B-D	B-E	C-E	D-E

Farba: čierna



Power Up' 4 Bra

071204

- konštrukcia podprsenky je veľmi podobná bežnej podprsenke na denné nosenie, jednoducho sa oblieka
- nastaviteľné, štandardné alebo prekrížené ramienka vytvárajú optimálnu podporu, ľahko sa prispôbia každému jednotlivcovi, čím zabezpečujú dokonalé pohodlie
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke, vytvára pocit sviežosti pri nosení
- ergonomické ramienka majú slučky na prevlečenie slúchadiel
- použitý tyl zabezpečuje dokonalé odparovanie a prestup tepla a vlhka

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	A-D	A-D	B-E	C-E	D-E

Farba: čierna



Top' Strap Fit Bra

072101

- patentovaný predný vrchný diel podprsenky (Thuasne Top strap) vďaka vysokej kompresii zabezpečuje prsníkom významnú podporu tak, že znižuje vertikálne aj horizontálne pohyby prsníkov bez nežiadúceho útlaku
- integrovaná jemná podšívka košíkov pre lepší pocit
- vnútorná podšívka zabraňuje odieraniu a podráždeniu
- sieťovina zaisťuje odvod vlhkosti
- široká guma pod poprsím a ramenné popruhy zjemnené mäkkým lemom dotvárajú súpravu pre zaručenú slobodu pohybu

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85
Košíky	A-D	B-D	B-C	D

Farba: námornícka modrá



Vyššia podpora



Top' Strap Original Bra

071706

- patentovaný predný vrchný diel podprsenky (Thuasne Top strap) vďaka vysokej kompresii zabezpečuje prsníkom významnú podporu tak, že znižuje vertikálne aj horizontálne pohyby prsníkov bez nežiadúceho útlaku
- integrovaná jemná podšívka košíkov a vymäkčené ramienka vytvárajú vynikajúce pohodlie počas športovej aktivity
- vytvarované košíky a pevná podpora medzi prsiami ich bezpečne chráni
- ergonomické ramienka majú slučky na prevlečenie slúchadiel
- sieťovinový zadný diel zabezpečuje dokonalé odparovanie a prestup tepla a vlhka

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	A-D	B-E	B-E	C-E	D-E

Farba: biela, čierna



Najvyššia podpora



Eaz'Ip Bra

071903

- podprsenka sa vďaka zapínaniu vpredu jednoducho oblieka, zapínanie zabezpečujú pevné odľahčené háčiky
- vysoko elastická tkanina sa dokonale prispôsobuje morfológii a zabezpečuje pohodlnú podporu
- sieťovinový zadný diel a široké nastaviteľné vymäkčené ramienka zvyšujú pohodlie a pocit slobody pri pohybe
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85
Košíky	A-D	B-E*	B-E	C-D

Farba: biela, čierna



* košík D a E iba v bielej farbe

Eaz'Ip Evolution Bra

071904

- podprsenka sa vďaka zapínaniu vpredu jednoducho oblieka
- zapínanie na zips zabezpečuje pevný odľahčený háčik
- zips je z vnútornej strany zabezpečený proti škriabaniu a odieraniu pokožky
- sieťovinový zadný diel a široké nastaviteľné vymäkčené ramienka zvyšujú pohodlie a pocit slobody pri pohybe
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov bez švov je príjemná ku pokožke
- široký elastický pás pod prsiami zabezpečuje pohodlnú podporu pri nosení a dokonale fixuje v akejkoľvek pozícii
- vysoko elastická tkanina sa dokonale prispôsobuje morfológii a zabezpečuje pohodlnú podporu

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90	95	100
Košíky	A-E	B-H	B-H	B-G	C-G	C-F	E-F

Farba: čierna/tmavomodrá, červená/ružová, biela, telová



Najvyššia podpora



Top' Strap X-Back Bra

072001

- patentovaný predný vrchný diel podprsenky (Thuasne Top strap) vďaka vysokej kompresii zabezpečuje prsníkom významnú podporu tak, že znižuje vertikálne aj horizontálne pohyby prsníkov bez nežiadúceho útlaku
- nastaviteľné ramienka a spodný pás vzadu sa dokonale prispôbia postave
- spevnený zadný diel a široké vymäkčené ramienka zvyšujú pohodlie a pocit slobody pri pohybe
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke a dotvára pocit pohodlia pri nosení
- sieťovinový zadný diel zabezpečuje dokonalé odparovanie a prestup tepla a vlhka

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	A-D	B-E	B-E	C-E	D-E

Farba: biela, čierna, ružová



Top' Strap X-Back 2 Bra

071204

- patentovaný predný vrchný diel podprsenky (Thuasne Top strap) vďaka vysokej kompresii zabezpečuje prsníkom významnú podporu tak, že znižuje vertikálne aj horizontálne pohyby prsníkov bez nežiadúceho útlaku
- nastaviteľné ramienka a spodný pás vzadu sa dokonale prispôbia postave
- široké vymäkčené ramienka spojené medzi lopatkami zvyšujú pohodlie a pocit slobody pri pohybe
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke a dotvára pocit pohodlia pri nosení
- sieťovinový zadný diel zabezpečuje dokonalé odparovanie vlhkosti a potu

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85	90
Košíky	A-E	B-E	B-E	C-E	D-E

Farba: biela, čierna, červená



Strapping bra

072401

- nastavovací strapovací pás so 4 polohami na prispôsobenie v závislosti od úrovne aktivity
- vďaka sieťovine ponúka pri pohybe vysoký komfort
- upínací systém pôsobí na správne držanie chrbta
- dva roky vývoja našimi R & D špecialistami
- vďaka jemným ukončeniam elastických ramienok je zabezpečené neobmedzené pohodlie
- vytvarovaná jemná podšívka košíkov je príjemná ku pokožke

Tabuľka veľkostí:

EUR	70	75	80	85
Košíky	B-D	B-D	B-D	C-D

Farba: čierna





Culotte flat seems

073603

- veľmi vysoká schopnosť odvádzať pot
- priliehavé, polokompresívne a anatomicky tvarované
- ploché bočné švy zabraňujú treniu a podráždeniu
- ponúkajú maximálny komfort
- príjemné na nosenie

Veľkosti EUR: 34, 36, 38, 40, 42

Farba: červená, čierna



DOPREDAJ



Seamless Shorty

073502

- vysoký komfort
- efekt druhej pokožky
- termoregulácia – tkanina odvádza vlhkosť (pot) smerom von
- tkanina z mikrovlákn zaručuje maximálne pohodlie pri nosení

Veľkosti EUR: Biela: 34, 38, 40, 42 | Čierna: 36, 40

Farba: biela, čierna



Shorty flat seems

073503

- veľmi vysoká schopnosť odvádzať pot
- priliehavé, polokompresívne a anatomicky tvarované
- ploché bočné švy zabraňujú treniu a podráždeniu
- ponúkajú maximálny komfort
- príjemné na nosenie

Veľkosti EUR: 34, 36, 38, 40, 42

Farba: červená, čierna



DOPREDAJ



Shorts Lady Sport

076301

- multifunkčné dámske šortky
- termoregulácia – sací materiál výborne odvádza pot preč od tela a pomáha tak telo zbavovať vlhkosti
- vyrobené z vysoko kvalitného materiálu – tkanina z mikrovlákn
- široký elastický pás doplnený šnúrkou pre stiahnutie v pase, zaručuje nadštandardnú pohodlnosť
- ploché švy a hebkosť materiálu eliminujú nepríjemné trenie a podráždenie pokožky
- dámske športové šortky Thuasne sú vhodné pri športových aktivitách, ale vďaka skvelému designu môžete tieto šortky taktiež využiť pri každodennom nosení

Veľkosti EUR: Baklažánová: S, M, L, XL | Čierna: S, L, XL

Farba: čierna, baklažánová



DOPREDAJ



Seamless Culotte

073602

- veľmi vysoká schopnosť odvádzať pot
- priliehavé, polokompresívne a anatomicky tvarované
- ploché bočné švy zabraňujú treniu a podráždeniu
- ponúkajú maximálny komfort
- príjemné na nosenie

Veľkosti EUR: 40, 42

Farba: čierna



DOPREDAJ



Thuasne Sport Thong Black

073203

- športové tangá nohavičky
- termoregulácia – sací materiál výborne odvádza pot preč od tela a pomáha tak telo zbavovať vlhkosti
- vyrobené z vysoko kvalitného materiálu – tkanina z mikrovlákn
- pohodlné pri nosení

Veľkosti EUR: 36, 38, 40, 42

Farba: čierna



Športové slipy a boxerky



BoxerTech comfort 3

052803

- ploché švy obmedzujú trenie a podráždenie
- špecifická semi-kompresia
- anatomický strih okolo slabín drží hornú časť stehna
- úplná sloboda pohybu
- široký pás, ktorý sa neroluje: optimalizované držanie bez ohľadu na intenzitu cvičenia
- materiály prémiovej kvality
- vysoká absorpcia potu

Veľkosti EUR*: S, M, L, XL

Farba: čierna, tmavá modrá



Boxer seamless 2

052902

- ploché švy obmedzujú trenie a podráždenie
- špecifická semi-kompresia
- anatomický strih okolo slabín drží hornú časť stehna
- úplná sloboda pohybu
- široký pás, ktorý sa neroluje: optimalizované držanie bez ohľadu na intenzitu cvičenia
- materiály prémiovej kvality
- vysoká absorpcia potu

Veľkosti EUR*: S, M, L, XL

Farba: bledá modrá, tmavá modrá



SlipTech comfort 3

042803

- ploché švy obmedzujú trenie a podráždenie
- špecifická semi-kompresia
- úplná sloboda pohybu
- široký pás, ktorý sa neroluje: optimalizované držanie bez ohľadu na intenzitu cvičenia
- materiály prémiovej kvality
- vysoká absorpcia potu

Veľkosti EUR*: S, M, L, XL

Farba: čierna, tmavá modrá



Slip seamless 2

042902

- ploché švy obmedzujú trenie a podráždenie
- špecifická semi-kompresia
- úplná sloboda pohybu
- široký pás, ktorý sa neroluje: optimalizované držanie bez ohľadu na intenzitu cvičenia
- materiály prémiovej kvality
- vysoká absorpcia potu

Veľkosti EUR*: S, M, L, XL

Farba: bledá modrá, tmavá modrá



Ostatné

Tejpovacia páska (3 cm x 2,5 m)

0485 01 003

Tejpovacia páska (6 cm x 2,5 m)

0485 01 006



Odporúča sa pri

Úrazy kĺbov, väzov (vyvrtnutie, dislokácie, tendinitída, natiahnutia) a kompresia svalov (preťaženie, natrhnutie).

Tejpovanie: elastická podpora

Pružný a prispôsobiteľný: adhezívna diagonálna príľnavá aplikácia v rôznych smeroch až po okraj obväzu

Chránič kolena

067903



- Tento výrobok znižuje slabšie nárazy
- Nechráni proti nárazom pri páde z výšky
- Nepoužívajte na športy ako motokros, cyklistika, in-line korčuľovanie a pod.

Veľkosti EUR: 36, 38, 40, 42

Farba: čierna, tmavomodrá

Suspenzor / Ochranný kryt pri kontakte

063701



- Ochrana mužských genitálií počas vykonávania bojových športov a hádzanej. Nie je určená pre projektily typu hokejových pukov alebo tvrdých lôpt (bejsbal).
- Táto pomôcka obmedzuje nárazy a úder (kopnutia, rany pästou, úder lopty a pod.)

Veľkosti EUR: XS, S, M, L, XL

Farba: sivá/čierna

Hot/cold pack

Opakovane použiteľné
vrecko plnené ílom

0550 01



*Consumer test conducted by an independent research body among 34 people - December 2018

Zmiernenie bolesti:

Liečba teplom: bolesti chrbta, kontraktúry/stuhnutosť svalstva a kĺbov, kŕče, stuhnutosť šije, bolesti brucha

Liečba chladom: vyvrtnutie, zápal šliach, tendinitída, migréna, bolesť zubov a očí, podliatiny, artritída

Pokrýva postihnutú oblasť*

Poddajný/prispôsobivý*

Jednoduchý na použitie*

Príjemný na dotyk*

Plnený ílom*



ACTIV SECURITY

Športová ochranná maska

0325 01



Typ pacienta

Dospelí športovci so strednou intenzitou športových aktivít

Zodpovedá MBS AFNOR SPEC S70-001

Možnosť prania pri 40°C 100-krát¹

Excelentná ochrana: kategória 1 - Filtrácia 96% ≥ 3µm²

Jednoduché použitie: pružné gumičky za uši

Pohodlná: bez švov

Bezpečná ochrana: dvojsmerná filtrácia (chráni používateľa a osoby v okolí)³

Zdravie: certifikát STANDARD 100 BY OEKO-TEX, veľmi dobre tolerovaná pokožkou⁴

Jemná a priateľská: materiál Combitex a odvádzanie vlhkosti⁵

(1) The material complex has been tested in accordance with the characteristics of consumer masks up to 100 washes in the laboratory, without taking into account the conditions of real use.

(2) Test ref. 21-00403.

(3) 96% filtration rate of exhaled air tested by IFTH. Based on in-house tests, similar level of inspired air filtration vs IFTH measurements.

(4) STANDARD 100 by OEKO-TEX - Test report CQ 636/M.

(5) Internal test OC1806.



THUASNE

Wings for your health.

Thuasne SK, s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Distribúcia: Mokráň záhon 4 - 821 04 Bratislava

Tel. +421 2 4910 4088, 89 - Fax: +421 2 4445 0080
e-mail: objednavky@thuasne.sk
www.thuasne.sk

Vyhradzujeme si právo upraviť naše výrobky uvádzané
a popísané v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.
Nezmluvné fotografie.

**Overte si prosím dostupnosť
produktov pred objednávkou.**