



THUASNE

VENOFLEX

PREVENTÍVNE KOMPRESÍVNE
PODKOLIENKY A PANČUCHY

WINGS
FOR YOUR HEALTH





VENOFLEX

Dámske preventívne kompresívne podkolenky a pančuchy:

Venoflex Fast Coton	06 – 07
Venoflex Fast Lin	08 – 09
Venoflex Fast Laine	10 – 11
Venoflex Simply Coton Fin	12 – 13
Venoflex Incognito Absolu	14 – 15
Venoflex Kokoon	16 – 19
Venoflex Secret	20 – 23

Pánske preventívne kompresívne podkolenky a pančuchy

Venoflex Fast Coton	24 – 25
Venoflex Fast ´ Air	26
Venoflex Fast Lin	27
Venoflex Fast Laine	28 – 29
Venoflex City Confort Coton	30 – 31
Venoflex City Confort Fil D´Ecosse	32 – 33
Venoflex Elégance	34 – 35

Tabuľka veľkostí

DÁMSKE VEĽKOSTI

KRÁTKE $\ell D < 37$ cm
NORMÁL $37 \text{ cm} < \ell D < 40$ cm
DLHÉ $\ell D > 40$ cm

	cB	cC
0	16 - 19 cm	28 - 33 cm
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm
5	29 - 31 cm	43 - 49 cm



KRÁTKE $\ell K < 68$ cm
NORMÁL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
DLHÉ $\ell K > 74$ cm

	cB	cG +
0	16 - 19 cm	52 - 57 cm
1	19 - 21 cm	54 - 59 cm
2	21 - 24 cm	59 - 66 cm
3	24 - 26 cm	66 - 70 cm
4	26 - 29 cm	69 - 74 cm
5	29 - 31 cm	74 - 78 cm



KRÁTKE $\ell K < 68$ cm
NORMÁL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
DLHÉ $\ell K > 74$ cm

	cB	cG
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm



KRÁTKE $\ell K < 68$ cm
NORMÁL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
DLHÉ $\ell K > 74$ cm

	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	90 cm	120 cm
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	113 cm	162 cm



KRÁTKE $\ell K < 68$ cm
NORMÁL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
DLHÉ $\ell K > 74$ cm

	cB	cG -
0	16 - 19 cm	35 - 42 cm
1	19 - 21 cm	38 - 45 cm
2	21 - 24 cm	43 - 50 cm
3	24 - 26 cm	48 - 56 cm
4	26 - 29 cm	51 - 58 cm
5	29 - 31 cm	55 - 63 cm



KRÁTKE $\ell K < 68$ cm
NORMÁL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
DLHÉ $\ell K > 74$ cm

	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm



Veľkosť 0 je dostupná iba pri modeloch Venoflex Kokoon
Veľkosť 5 je dostupná iba pri modeloch Venoflex Kokoon
a Venoflex Secret

PÁNSKE VEĽKOSTI

NORMÁL $\ell D < 44$ cm
DLHÉ $\ell D > 44$ cm

	cB	cC
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm



NORMÁL $\ell K < 78$ cm
DLHÉ $\ell K > 78$ cm

	cB	cG
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm




NORMÁL $\ell K < 78$ cm
DLHÉ $\ell K > 78$ cm

	cB	cG
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm



Podkolenky s predĺženým chodidlom (veľkosť 45 - 48) sú dostupné iba pri modeloch Venoflex City Confort FIL D'ECOSSE a Venoflex Elégance.



ℓD : výška od podlahy po výšku 3cm pod ohybom kolena
(meria sa zo zadnej strany končatiny)
 ℓK : výška od podlahy do výšky 5 cm pod rozkrokom
(meria sa zo zadnej strany končatiny)
cB : obvod členka v najužšom mieste
cC : obvod lýtky v najširšom mieste
cG : obvod stehna 5 cm pod rozkrokom
cH : obvod bokov
cT : obvod pásu



Dámske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* COTON

15-20 mmHg

- vhodné pre každodenné používanie
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- mäkký pevný materiál
- dlhá životnosť, odolné voči plesniam, hypoalergénne
- obsah bavlny 50% (z toho 36% egyptská bavlna, jedna z najkvalitnejších na svete)
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže

ref. č. 6120 01



Zloženie:

- 50% bavlna
- 38% polyamid
- 12% elastán

* sklodom

Pre zaujímavosť:

Technológia **FAST**

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- ľahko sa navliekajú aj vyzývajú vďaka veľkej rozťažnosti
- módne farby a dizajn sa ľahko kombinuje s oblečením

POHODLIE

- špeciálne široké patentované horné ukončenie neobmedzuje cirkuláciu
- ploché švy navrchu a nie v oblasti prstov

JEDNODUCHOSŤ

- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

ZNÁŠANLIVOSŤ

- graduovaný tlak od členka nahor rešpektujúci fyziológiu
- veľká rozťažnosť do výšky zabezpečuje dobré držanie na končatine

Technológia je využitá vo všetkých FAST produktoch:
Venoflex Fast Coton, Fast Air, Fast Lin, Fast Laine




Dámske preventívne kompresívne
podkolienky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* LIN

15-20 mmHg

- mäkké na dotyk (z vonkajšej aj vnútornej strany)
- ľahké navliekanie vďaka technológii FAST
- výborné prispôsobenie sa končatine
- ľahké chladivé vlákna poskytujú pohodlie pri nosení
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- jednoduchá údržba umožňuje denné nosenie
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- 13% obsah ekologicky pestovaného ľanu

ref. č. 6120 04



Zloženie:

- 51% viskóza
- 25% polyamid
- 13% ľan
- 11% elastán

Pre zaujímavosť:

Technológia **FAST**

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- ľahko sa navliekajú aj vyzúvajú vďaka veľkej rozťažnosti
- módne farby a dizajn sa ľahko kombinuje s oblečením

POHODLIE

- špeciálne široké pátované horné ukončenie neobmedzuje cirkuláciu
- ploché švy navrchu a nie v oblasti prstov

JEDNODUCHOSŤ

- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

ZNÁŠANLIVOSŤ

- graduovaný tlak od členka nahor rešpektujúci fyziológiu
- veľká rozťažnosť do výšky zabezpečuje dobré držanie na končatine

Technológia je využitá vo všetkých FAST produktoch: **Venoflex Fast Cotton, Fast Air, Fast Lin, Fast Laine**



Dámske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* LAINE

15-20 mmHg

- mäkký priedušný materiál (nedráždi pokožku)
- 39% podiel vlny Merino
- výborné izolačné a termoregulačné vlastnosti
- antibakteriálna úprava
- ľahké navliekanie
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtk

ref. č. 6120 02



čierna



antracitová



slonovinová
kosť



Zloženie:

- 45% polyamid
- 39% vlna
- 16% elastán

Pre zaujímavosť:

Technológia
FAST

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- ľahko sa navliekajú aj vyzývajú vďaka veľkej rozťažnosti
- módne farby a dizajn sa ľahko kombinuje s oblečením

POHODLIE

- špeciálne široké patentované horné ukončenie neobmedzuje cirkuláciu
- ploché švy navrchu a nie v oblasti prstov

JEDNODUCHOSŤ

- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

ZNÁŠANLIVOSŤ

- graduovaný tlak od členka nahor respektujúci fyziológiu
- veľká rozťažnosť do výšky zabezpečuje dobré držanie na končatine

Technológia je využitá vo všetkých FAST produktoch:
Venoflex Fast Cotton, Fast Air, Fast Lin, Fast Laine



Dámske preventívne kompresívne podkolienky a pančuchy

VENOFLEX Simply COTON fin

15-20 mmHg

- jemný mäkký materiál príjemný na nosenie
- tkaná špička
- horný okraj zabraňuje turniketovému efektu
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- moderné farby
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- 59% podiel bavlny

ref. č. 5320 03



čierna*

prírodná
béžová*



púdrová

krémová

sivofialová

sivohnedá



Normál

Dlhá

* skladom

Zloženie:

- 59% bavlna
- 21% polyamid
- 20% elastán

ref. č. 5325 03



čierna

prírodná
béžová*



Normál

Dlhá

ref. č. 5323 03



čierna



Normál

Dlhá



Dámske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX Incognito ABSOLU

15-20 mmHg

- jemný pevný materiál
- elegantný vzhľad
- príjemné a pohodlné na nosenie
- efekt „druhej kože“
- možnosť prať v práčke
pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka
po vrchnú časť lýtky

ref. č. 5020 02



* sklado

ref. č. 5025 02



ref. č. 5020 02



* sklado ** sklado dlhá verzia *** sklado vo veľkostiach 2-4

ref. č. 5023 02



ref. č. 5025 02





Dámske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX Kokoon

15-20 mmHg

- najširšia ponuka farieb a veľkostí v sortimente Venoflex
- jemný materiál z nepriehľadného mikrovlákná
- ploché švy
- spevnená klenba a päta
- vytvarovaný priehlavok
- anatomický tvar na lýtku
- antibakteriálna úprava
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky



ref. č. 5220 01



* skladom verzia
normál a dlhá
vo veľkostiach 1 - 5



ref. č. 5225 02



ref. č. 5225 02



* skladom verzia
normál a dlhá
vo veľkostiach 1 - 5



ref. č. 5225 02



ref. č. 5220 01



ref. č. 5223 01



* skladom verzia
normál a dlhá



ref. č. 5225 02




ref. č. 5225 02



ref. č. 5224 01



* skladom verzia
normál v čiernej
farbe vo veľkostiach
1 - 5 a verzia dlhá
vo farbe béžovej
vo veľkostiach 1 - 5





Dámske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX SECRET

15-20 mmHg

- široký výber farieb a veľkostí
- ploché švy
- spevnená klenba a päta
- vytvarovaný priehlavok
- anatomický tvar na lýtku
- antibakteriálna úprava
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtk





ref. č. 5920 01



*skladom

čierna* prírodná béžová* piesková* námornícka modrá



zlatistá škoricová bronzová korenistá



1 2 3 4 5 Normál Dlhá

ref. č. 5920 01



čierna zlatistá piesková



1 2 3 4 Normál Dlhá

ref. č. 5925 04



*skladom

čierna* prírodná béžová* piesková* námornícka modrá



zlatistá škoricová bronzová korenistá




1 2 3 4 5 Normál Dlhá

ref. č. 5925 04



čierna piesková zlatistá




1 2 3 4 Normál Dlhá

ref. č. 5925 04



čierna zlatistá



1 2 3 4 5

Normál Dlhá

ref. č. 5925 04



čierna zlatistá



1 2 3 4 5

Normál Dlhá

ref. č. 5923 01



čierna piesková zlatistá



1 2 3 4 5

Normál Dlhá

ref. č. 5924 01



čierna piesková zlatistá



1 2 3 4 5

Normál Dlhá



Pánske preventívne kompresívne podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* COTON

15-20 mmHg

- vhodné pre denné používanie
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- mäkký pevný materiál
- dlhá životnosť, odolné voči plesniam, hypoalergénne
- obsah bavlny 50% (z toho 36% egyptská bavlna, jedna z najkvalitnejších na svete)
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže

ref. č. 6129 01



čierna*

bridlicová*

riflová
modrá

lanová



1

2

3

4

Normál

Dlhá

Zloženie:

- 50% bavlna
- 37% polyamid
- 13% elastán

* sklado

Pre zaujímavosť:

Technológia **FAST**

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- ľahko sa navliekajú aj vyzúvajú vďaka veľkej rozťažnosti
- módne farby a dizajn sa ľahko kombinuje s oblečením

POHODLIE

- špeciálne široké patentované horné ukončenie neobmedzuje cirkuláciu
- ploché švy navrchu a nie v oblasti prstov

JEDNODUCHOSŤ

- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

ZNÁŠANLIVOSŤ

- graduovaný tlak od členka nahor rešpektujúci fyziológiu
- veľká rozťažnosť do výšky zabezpečuje dobré držanie na končatine

Technológia je využitá vo všetkých FAST produktoch: **Venoflex Fast Coton, Fast Air, Fast Lin, Fast Laine**



Pánske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* AIR

15-20 mmHg

- vhodné pre každú príležitosť
- prispôsobivý mäkký materiál
- vlákna odvádzajú pot
- ľahké navliekanie vďaka technológii FAST
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky



1 2 3 4

Normál Dlhá

Zloženie:

- 90% polyamid
- 10% elastán

Pánske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* LIN

15-20 mmHg

- mäkké na dotyk (z vonkajšej aj vnútornej strany)
- ľahké navliekanie vďaka technológii FAST
- výborné prispôsobenie sa končatine
- ľahké chladivé vlákna poskytujú pohodlie pri nosení
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- jednoduchá údržba umožňuje denné nosenie
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- 13% obsah ekologicky pestovaného ľanu



1 2 3 4

Normál Dlhá

Zloženie:

- 51% viskóza
- 25% polyamid
- 13% ľan
- 11% elastán





Pánske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX *FAST* LAINE

15-20 mmHg

- mäkký priedušný materiál (nedráždi pokožku)
- 39% podiel vlny Merino
- výborné izolačné a termoregulačné vlastnosti
- antibakteriálna úprava
- ľahké navliekanie
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtk

ref. č. 6129 02



Zloženie:

- 45% polyamid
- 39% vlna
- 16% elastán

* sklado

Pre zaujímavosť:

Technológia **FAST**

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- ľahko sa navliekajú aj vyzývajú vďaka veľkej rozťažnosti
- módne farby a dizajn sa ľahko kombinuje s oblečením

POHODLIE

- špeciálne široké patentované horné ukončenie neobmedzuje cirkuláciu
- ploché švy navrchu a nie v oblasti prstov

JEDNODUCHOSŤ

- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

ZNÁŠANLIVOSŤ

- graduovaný tlak od členka nahor respektujúci fyziológiu
- veľká rozťažnosť do výšky zabezpečuje dobré držanie na končatine

Technológia je využitá vo všetkých FAST produktoch:
Venoflex Fast Cotton, Fast Air, Fast Lin, Fast Laine



Pánske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX City Confort COTON

15-20 mmHg

- mäkká pohodlná bavlna pre každodenné použitie
- horný okraj podkolenky zabraňuje turniketovému efektu
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky
- 46% podiel bavlny

ref. č. 5329 01



čierna*



námornícka
modrá*



granitová*



ref. č. 5328 01



čierna



námornícka
modrá



granitová



Zloženie:

- 46% bavlna
- 38% polyamid
- 16% elastán

ref. č. 5323 01



čierna



* skladom



Pánske preventívne
kompresívne podkolenky
a pančuchy

VENOFLEX

City Confort FIL D'ECOSSE

15-20 mmHg

- bavlnené vlákno
s hodvábnym vzhľadom
- pohodlný jemný materiál
odporúčaný dermatológmi
- horný okraj podkolenky
zabraňuje turniketovému
efektu
- možnosť prať v práčke
pri teplote 40°C
bez aviváže
- vzostupná kompresia
od členka po vrchnú
časť lýtky
- 60% podielu bavlny

Zloženie:

- 60% bavlna
- 26% polyamid
- 14% elastán

ref. č. 5329 02



ref. č. 5328 02




ref. č. 5329 02



ref. č. 5328 02



ref. č. 5329 02



* sklado



Pánske preventívne kompresívne
podkolenky a pančuchy

VENOFLEX Elégance

15-20 mmHg

- pohodlie pri každej príležitosti
- elegantný vzhľad
- dlhá životnosť
- možnosť prať v práčke pri teplote 40°C bez aviváže
- vzostupná kompresia od členka po vrchnú časť lýtky

ref. č. 5129 01



čierna

námornícka
modrá

piesková

šedá



1

2

3

4

Normál

Dlhá

ref. č. 5129 01



námornícka
modrá



1

2

3

4

Dlhá

ref. č. 5128 02



čierna

piesková



1

2

3

4

Normál

Dlhá



THUASNE

*WINGS
FOR YOUR HEALTH*

THUASNE SK, s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Distribúcia: Mokráň záhon 4 - 821 04 Bratislava

Tel. +421 2 4910 4088, 89 - **Fax:** +421 2 4445 0080

e-mail: objednavky@thuasne.sk

www.thuasne.sk

Vyhradzujeme si právo upraviť naše výrobky uvádzané
a popísané v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.
Nezmluvné fotografie.

Overte si prosím dostupnosť
produktov pred objednávkou.